

Кресло гинекологическое КМП КГР-05

ФСЗ 2012/12795

на колесах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, с пультом управления, с поручнями

Казмедприбор ТОО, Казахстан



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки сидения	600 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	120 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Масса	120 кг

Габариты

Длина	1400 мм
Ширина	600 мм
Высота	670-1000 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое КМП КГР-05 с электромеханической регулировкой высоты

Описание:

- мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из пенополиуретана толщина 50 мм;
- подколенники выполнены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана;
- упоры для рук изготовлены из стальной трубы круглого сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине;
- подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.