

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.00 Горское

ФСР 2011/12058

на опорах, привод изменения наклона сидения механический, гинекологическая емкость-чаша, с поручнями, раскладывается в горизонталь

Горское ООО, Россия



Характеристики

Материал	текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	механический
Допустимая нагрузка на оборудование	180 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 80 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	50 кг

Габариты

Длина	1320 мм
Ширина	670 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое КГУ-05-00 оборудовано подколенными опорами, выдвижным судном из нержавеющей стали, а так же приставной ступенькой и регулируемыми по высоте опорами для рук. Опоры для руки – металлические, регулируемые по высоте. Подколенные упоры имеют регулировку и стопорятся по средствам ручки-фиксатора. Спинка и сидение кресла имеют мягкий верх из пенополиуретана толщиной 30 мм,

обтянутый по бесшовной технологии невозгораемой искусственной кожей.