

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 Горское

ФСР 2011/12058

на опорах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша, с
поручнями

Горское ООО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Допустимая нагрузка на оборудование	160 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 20 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 80 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Масса	45 кг

Габариты

Длина	1320 мм
Ширина	670 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»

Спинка и сидение кресла имеют мягкий верх из пенополиуретана толщиной 30 мм, обтянутый по бесшовной технологии невозгораемой искусственной кожей. Кресло оборудовано подколennыми упорами, выдвижным судном из нержавеющей стали, а также выдвижной ступенькой и опорами для рук. Опоры для рук –

металлические, регулируемые по высоте. Подколенные упоры имеют регулировку и стопорятся по средствам ручки-фиксатора.