

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.02 Горское

ФСР 2011/12058

на опорах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша, с
поручнями

Горское ООО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Допустимая нагрузка на оборудование	180 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 20 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 80 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Масса	45 кг

Габариты

Длина	1320 мм
Ширина	670 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.02 «Горское»

- стойка кресла облицована стальным листом;
- спинка и сидение кресла имеют мягкий верх из пенополиуретана толщиной 30 мм, обтянутый искусственной кожей;

- кресло оборудовано подколенными упорами из интегрированного полиуретана, выдвижным судном из нержавеющей стали круглой формы, а также выдвижной ступенькой и опорами для рук;
- подколенные упоры имеют регулировку и стопорятся по средствам ручки-фиксатора;
- основание кресла представляет собой жесткую сварную конструкцию из стали с полимерным (антимикробным) покрытием;
- выдвижное судно: круглой формы из нержавеющей кислотоустойчивой стали;
- ступень: выдвижная, полумягкая, с обивкой в цвет кресла, укомплектована 2-мя колесами 50 мм;
- подколенные упоры имеют регулировку и стопорятся по средствам ручки-фиксатора;
- кресло установлено на четыре регулируемые опоры.