

Кресло гинекологическое Клер КГЭМ-01

ФСР 2011/10927

на колесах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, с пультом управления, с поручнями

Клер ТПФ ООО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	200 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 15 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 20 до 100 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Масса	130 кг

Габариты

Длина	1600 мм
Ширина	800 мм
Высота	600-1000 мм

Дополнительные характеристики

Преимущества гинекологического кресла Клер КГЭМ 01

- наличие трех надежных и бесшумных электроприводов датского производства Linak;

- возможность регулировать высоту кресла, а также управлять спинной и тазовой секцией независимо друг от друга с помощью встроенных электромоторов;
- возможность опускать кресло так низко, что использование подножки становится нецелесообразным;
- независимая настройка углов наклона тазовой и спинной секции;
- положение Тренделенбурга;
- возврат кресла в исходное положение;
- управление моделью ножной pedalю;
- наличие мягких опор по Геппелю, которые плавно могут менять высоту и угол поворота;
- обивка кресла сделана из искусственной винилис-кожи SCADEN, которая обладает высокой износостойкостью;
- наличие пластиковых кожухов с акриловым покрытием;
- использование бесшовной технологии позволяет легко ухаживать за креслом, продлевая его срок эксплуатации