

Кресло-кровать для родовспоможения Armed SC - A

РЗН 2013/79

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл, высота стола -950 мм

Kaifat Medical Science & Technical (Ningbo) Co.Ltd.,
Китай



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 10 до 60 °
Допустимая нагрузка	150 кг
Вес	261 кг

Габариты

Длина	2050 мм
Ширина	800 мм
Высота	-950 мм

Дополнительные характеристики

Кресло-кровать медицинское многофункциональное трансформирующиеся для родовспоможения Armed SC-A

Особенности:

- использование с помощью микропроцессора и 2-х систем управления: пульта и электрической педали;
- легкая регулировка положения АнтиТренделенбург, угла наклона и высоты устройства;
- снабжение антистатическими подушками для каждой секции;

- дополнительное оснащение 2-мя сменными пеленками;
- наличие съемного торцевого ограждения, обеспечивающего поддержку;
- инфузионная стойка;
- возможность отодвигания ножной секции;
- способность применения в виде акушерского стола;
- напряжение в 220 В.