

Кресло-кровать для родовспоможения Armed SC - I

РЗН 2013/79

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногостержатель, металл, высота стола 770-1020 мм

Kaifat Medical Science & Technical (Ningbo) Co.Ltd.,
Китай



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногостержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от -8 до +60 °
Допустимая нагрузка	150 кг
Вес	244 кг

Габариты

Длина	1860 мм
Ширина	660 мм
Высота	770-1020 мм

Дополнительные характеристики

Кресло-кровать медицинское многофункциональное трансформирующиеся для родовспоможения Armed SC-I

Особенности:

- возможность регулирования высоты лежа;
- оснащение инфузионной стойкой;
- установка большого количества положений в зависимости от медицинских показаний;

- расположение боковых ограждений в 3 основных положениях: отведенное назад, в горизонтальной плоскости и в сложенном виде;
- наличие плотного, гладкого покрытия и участков обивки;
- большой диапазон регулирования отделяемых частей;
- потребляемая мощность в 200 Вт;
- мгновенная трансформация из койки в кресло-кровать.