

Кресло-кровать для родовспоможения исполнения LM-01.0

РЗН 2015/2844

выдвижной столик для принятия плода, ручки для роженицы, выдвижная емкость, ногодержатель, металл / пластик, высота стола 560-930 мм

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Выдвижной столик для принятия плода	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	170 кг
Вес	160 кг

Габариты

Длина	2180 мм
Ширина	855 мм
Высота	560-930 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская LM-01.0

Особенности:

- наклоны Тренделенбург до 12 градусов, антиТредленбург до 5 градусов, регулируются пневматическими пружинами;
- наклон спинки регулируется пневматическими пружинами с блокировкой;
- в комплекте лоток объемом 14 литров;

- опционально инфузионная стойка, тележка для аксессуаров, съемная рама для упора рук;
- ширина матраса 85.5 см;
- использован металл с порошковым покрытием;
- использованы отдельные детали из ABS-пластика в ножной секции.