

Кресло-кровать для родовспоможения исполнения LM-01.3

РЗН 2015/2841

выдвижной столик для принятия плода, ручки для роженицы, выдвижная емкость, ногодержатель, металл / пластик, высота стола -965 мм

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Выдвижной столик для принятия плода	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	230 кг
Вес	170 кг

Габариты

Длина	2170 мм
Ширина	1080 мм
Высота	-965 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская LM-01.3

Особенности:

- изготовлена из стальных профилей, покрытых порошковым лаком;
- предусмотрена регулировка по высоте, угол наклона спинки выполняются с помощью электроприводов;
- имеются панели управления на боковых торцах, доступных со стороны и пациента, и персонала;

- есть возможность контролировать высоту кровати, угол наклона спинки, ночное освещение, экстренный вызов;
- продольные наклоны ложа Тренделенбурга реализуются пневматическими пружинами с блокировкой;
- предусмотрено 3-секционное ложе;
- наличие функции CPR позволяет мгновенно выровнять все секции ложа для проведения интенсивной терапии;
- имеется выдвижная секция ног;
- секция спины выполнена из ламинированного R-прозрачного пластика HPL;
- система управления регулируется аккумулятором.