

Кресло-кровать для родовспоможения исполнения LM-01.4

РЗН 2015/2841

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногостержатель, металл / пластик, высота стола -965
мм

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногостержатель	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	203 кг
Вес	170 кг

Габариты

Длина	2170 мм
Ширина	1080 мм
Высота	-965 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская LM-01.4 изготовлена из стальных профилей, покрытых порошковым лаком. При этом, спинная секция выполнена из ламинированного R-прозрачного пластика HPL, а секции сиденья и ног закрыты панелями из ударопрочного пластика ABS. Это обеспечивает легкость очистки и дезинфекции. Кровать имеет регулировку по высоте, регулировку спинки, положение Тренделенбурга.

Особенности:

- наличие электрической регулировки по высоте, изменение угла наклона спинки и сиденья;
- контроль всех функций с помощью панелей управления, расположенных в боковых торцах, центральным пультом управления и педалями;

- панели управления доступны как со стороны пациента, так и персонала;
- возможность контроля высоты кровати, угла наклона спинки, ночного освещения, экстренный вызов;
- наличие 3-секционного ложа;
- функция CPR позволяет мгновенно выровнять все секции ложа для проведения интенсивной терапии;
- выдвижная секция для ног;
- секция спины выполнена из ламинированного R-прозрачного пластика HPL;
- присутствие системы управления с помощью аккумулятора.