

Кресло-кровать для родовспоможения исполнения LM-01.5

РЗН 2015/2844

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл / пластик, высота стола 590-
935 мм

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	230 кг
Вес	160 кг

Габариты

Длина	2170 мм
Ширина	855 мм
Высота	590-935 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская LM-01.5

Особенности:

- два положения, кресло или кровать;
- наклоны Тренделенбург до 12 градусов, и антиТренделенбург до 5 градусов, регулируются пневматическими пружинами;
- наклон спинки до 70 градусов регулируется пневматическими пружинами с блокировкой;
- в комплекте лоток объемом 14 литров;
- опционально инфузионная стойка, тележка для аксессуаров, съемная рама для упора рук;

- использованы детали из ABS-пластика.