

Кресло-кровать для родовспоможения исполнения LM-02

РЗН 2015/2841

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл / пластик, высота стола 580-
980 мм

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Угол наклона ножной секции	от °
Допустимая нагрузка	250 кг
Вес	160 кг

Габариты

Длина	2165 мм
Ширина	1080 мм
Высота	580-980 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская LM-02

Особенности:

- кровать состоит из четырех секций;
- наклоны Тренделенбург до 20 градусов, антиТредленбург до 20 градусов регулируются электроприводом;
- наклон тазовой секции до 30 градусов регулируется электроприводом;
- в комплекте лоток объемом 9 литров;
- опционально инфузионная стойка, тележка для аксессуаров, съемная рама для упора рук;

- ширина матраса 85.5 см.