

Кресло медицинское акушерско-гинекологическое Welle B01

РЗН 2013/1047

подголовник, выдвижная емкость, металл / пластик,
высота стола 590-985 мм

Taicang Kanghui Technology Development Co. Ltd.,
Китай



Характеристики

Подголовник	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Столик для инъекций	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от -7 до +65 °
Угол наклона ножной секции	от 0 до 30 °
Допустимая нагрузка	180 кг
Вес	310 кг

Габариты

Длина	2055 мм
Ширина	915 мм
Высота	590-985 мм