

Кресло медицинское акушерско-гинекологическое Welle B03

РЗН 2013/1047

подголовник, ручки для роженицы, выдвижная
емкость, ногодержатель, металл, высота стола 580-
860 мм

Taicang Kanghui Technology Development Co. Ltd.,
Китай



Характеристики

Подголовник	Да
Ручки для роженицы	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до +60 °
Допустимая нагрузка	160 кг
Вес	260 кг

Габариты

Длина	1815 мм
Ширина	780 мм
Высота	580-860 мм