

Кресло медицинское акушерско-гинекологическое Welle B05

РЗН 2013/1047

подголовник, ручки для роженицы, выдвижная емкость, ногодержатель, металл / пластик, высота стола -995 мм

Taicang Kanghui Technology Development Co. Ltd.,
Китай



Характеристики

Подголовник	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	60 °
Допустимая нагрузка	200 кг
Вес	252 кг

Габариты

Длина	1350 мм
Ширина	600 мм
Высота	-995 мм

Дополнительные характеристики

Кресло медицинское акушерско-гинекологическое Welle B05

Особенности:

- электромеханический привод стола;
- предусмотрена регулировка спинной секции;
- угол наклона спинной секции составляет от 0 до 60°;
- электрическая регулировка подъема/опускания ложа кресла;

- скорость регулировки кресла по высоте вверх: 0.3 м/мин, вниз: 0.6 м/мин;
- предусмотрена электрическая регулировка наклона лежа кресла;
- угол наклона лежа кресла по тренделенбургу составляет 15°;
- выдвижная ножная секция;
- ручная регулировка упоров для стоп;
- угол регулировки упоров для стоп по вертикали и горизонтали составляет 45°;
- ручная регулировка ручной секции;
- угол отклонения ручной секции составляет 90°;
- степень защиты от поражения электрическим током предусматривает класс I.