

Кресло гинекологическое Welle C40

РЗН 2013/1047

на колесах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша, с
поручнями, раскладывается в горизонталь

Taicang Kanghui Technology Development Co. Ltd.,
Китай



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Допустимая нагрузка на оборудование	200 кг
Угол наклона сидения	от -5 до 32 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от -10 до +75 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	107 кг

Габариты

Длина	1800 мм
Ширина	550 мм
Высота	450-1000 мм