

Кресло медицинское для ЛОР-процедур и взятия крови Lojer 6900

ФСЗ 2008/01466

механизм регулирования высоты кресла
электромеханический, регулирование секций
электропривод, поворот кресла, пульт управления

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	электромеханический
Механизм регулирования секций	электропривод
Поворот кресла	Да
Нагрузка на кресло	135 кг
Пульт управления	Да
Опора	Да
Ширина ложа	480 мм
Глубина сиденья	470 мм
Вес кресла	70 кг

Габариты

Ширина	670 мм
Высота	560 - 760 мм

Дополнительные характеристики

Смотровое и процедурное кресло с электрической регулировкой высоты в сочетании с электрической регулировкой спинки и ножной секции, секция сиденья поворачивается на 200 градусов