

Кресло медицинское для ЛОР-процедур и взятия крови Lojer 6910

ФСЗ 2008/01459

механизм регулирования высоты кресла  
электромеханический, регулирование секций  
электропривод, поворот кресла, подлокотники, пульт  
управления

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Механизм регулировки высоты кресла | электромеханический |
| Механизм регулирования секций      | электропривод       |
| Поворот кресла                     | Да                  |
| Нагрузка на кресло                 | 135 кг              |
| Подлокотники                       | Да                  |
| Пульт управления                   | Да                  |
| Опора                              | Да                  |
| Ширина ложа                        | 480 мм              |
| Глубина сиденья                    | 470 мм              |
| Вес кресла                         | 70 кг               |

Габариты

|        |              |
|--------|--------------|
| Ширина | 670 мм       |
| Высота | 560 - 760 мм |

Дополнительные характеристики

Смотровое и процедурное кресло с электрической регулировкой высоты в сочетании с электрической регулировкой спинки и ножной секции, секция сиденья поворачивается на 200 градусов, специализированные подлокотники для забора крови, которые при необходимости откидываются.