

Кресло медицинское для ЛОР-процедур и взятия крови Lojer 6920

ФСЗ 2008/01458

механизм регулирования высоты кресла отсутствует,
регулирование секций электропривод, поворот кресла,
подлокотники, пульт управления

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	отсутствует
Механизм регулирования секций	электропривод
Поворот кресла	Да
Нагрузка на кресло	135 кг
Подлокотники	Да
Пульт управления	Да
Опора	Да
Ширина ложа	480 мм
Глубина сиденья	470 мм
Вес кресла	70 кг

Габариты

Ширина	670 мм
Высота	470 мм

Дополнительные характеристики

Смотровое и процедурное кресло без изменения высоты в сочетании с электрической регулировкой спинки и ножной секции, секция сиденья поворачивается на 200 градусов, фиксируемые подлокотники, которые при необходимости откидываются.