

Кресло медицинское для перемещения пациента Lojer 6700

ФСЗ 2008/01467

механизм регулирования высоты кресла отсутствует,
регулирование секций пневмопружина, подлокотники,
подголовник, столик

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	отсутствует
Механизм регулирования секций	пневмопружина
Нагрузка на кресло	150 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Столик	Да
Опора	Да
Ширина ложа	450 мм
Глубина сиденья	480 мм
Вес кресла	48 кг

Габариты

Ширина	640 мм
Высота	500 / 550 мм

Дополнительные характеристики

Бесступенчатый наклон кресла регулировкой посредством пневмопружины (ножная педаль), бесступенчатый наклон подлокотников, которые могут быть полностью откинuty назад. Подставка для ног может быть поднята вверх, три положения на разной высоте. Свободно поворачивающиеся задние колеса, передние колеса в зафиксированном положении.