

Кресло медицинское Lojer 6801

ФСЗ 2008/01465

механизм регулирования высоты кресла
гидравлический (педалью), регулирование секций
пневмопружина, подлокотники, подголовник

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	гидравлический (педалью)
Механизм регулирования секций	пневмопружина
Нагрузка на кресло	150 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Опора	Да
Ширина ложа	460 мм
Глубина сиденья	450 мм
Вес кресла	71 кг

Габариты

Ширина	680 мм
Высота	510 - 770 мм

Дополнительные характеристики

Процедурное кресло с гидравлической регулировкой высоты, отличающееся регулируемыми спинной и ножной секциями, индивидуально блокирующимися колесами и наличием направляющего колеса, складной подставкой для ног, подлокотниками для забора крови.