

Кресло медицинское многофункциональное Медин КММ

РЗН 2016/4929

механизм регулирования высоты кресла
электромеханический, регулирование секций газовая
пружина, подлокотники, подголовник, пульт
управления

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	электромеханический
Механизм регулирования секций	газовая пружина
Угол наклона спинки	15-70 °
Угол наклона сиденья	(-17°,-22°,-27°) ±3 °
Угол регулирования ножной секции	-90-0 °
Ход подъемника кресла	400 мм
Нагрузка на кресло	160±10 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Пульт управления	Да
Опора	Да
Ширина ложа	565 мм
Высота сиденья	595-660 мм
Глубина сиденья	470 мм
Вес кресла	110 кг

Габариты

Длина	1500-1930 мм
Ширина	730 мм
Высота	1350 мм

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 700.100. Незаменимо для донорских центров, станций переливания крови, процедурных, косметологических, УЗИ-, а также других кабинетов в медицинских учреждениях, большие возможности регулировки положения подлокотников в пространстве, а также их надежная фиксация в требуемой позиции, регулировка высоты сиденья и наклона спинки с помощью электроприводов. Ширина по планкам-направляющим 620 мм. Напряжение питания электроприводов 24 В, внешнее напряжение питания кресла $\sim(230\pm23)\text{В}$, $(50\pm0,1)$ Гц, максимальная потребляемая электрическая мощность 200 Вт.