

Кресло медицинское многофункциональное передвижное Медин КММП

РЗН 2015/3286

механизм регулирования высоты кресла
гидравлический (педалью), регулирование секций
газовая пружина, подлокотники, подголовник, пульт
управления

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	гидравлический (педалью)
Механизм регулирования секций	газовая пружина
Угол наклона спинки	20±3-85±4 °
Угол наклона сиденья	-7±2 °
Угол регулирования ножной секции	-15±2-(-90)±3 °
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Пульт управления	Да
Штатив	Да
Опора	Да
Ширина ложа	500±10 мм
Высота сиденья	545±15-780±20 мм
Глубина сиденья	480±10 мм
Вес кресла	90 кг

Дополнительные характеристики

Синхронная регулировка спинки и ножной секции. Наклон вперед для посадки и вставания с кресла (опция).
Удобные фиксированные положения подлокотников. Независимая регулировка ножной секции пациентом (опция). Столик, боковые поддержки туловища и подголовник с боковыми ограничителями (опции). Столики для инъекций и штатив (опции).