

Кресло пациента MODULA 3.SA, модель 1

РЗН 2016/3928

механизм регулирования высоты кресла
гидравлический (педалью), регулирование секций
пневмопружина, поворот кресла, подлокотники,
подголовник

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	гидравлический (педалью)
Механизм регулирования секций	пневмопружина
Поворот кресла	Да
Угол наклона спинки	-30° °
Нагрузка на кресло	130 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Штатив	Да
Опора	Да
Высота сиденья	480-660 мм

Дополнительные характеристики

Облегченный вариант кресла, не раскладывающийся в кушетку, с гидравлическим механизмом подъема и опускания сиденья. Оптимально для небольших помещений.