

Кресло пациента MODULA 3.SA, модель 2

РЗН 2016/3928

механизм регулирования высоты кресла
гидравлический (педалью), регулирование секций
пневмопружина, поворот кресла, подлокотники,
подголовник

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	гидравлический (педалью)
Механизм регулирования секций	пневмопружина
Поворот кресла	Да
Угол наклона спинки	+9°-180° °
Нагрузка на кресло	200 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Штатив	Да
Опора	Да
Высота сиденья	540-740 мм
Вес кресла	60 кг

Дополнительные характеристики

Специализированное удобное кресло на массивном круглом основании, предотвращающем опрокидывание, с гидравлическим механизмом подъема и опускания, откидыванием спинки сиденья до горизонтального положения и наклоном её вперед для фиксации пациента в нужном положении для осуществления ЛОР-манипуляций.
- фиксированная подножка в виде скобы (стандарт)