

Кресло пациента MODULA 3.SA, модель 4

РЗН 2016/3928

механизм регулирования высоты кресла
гидравлический (педалью), регулирование секций
пневмопружина, поворот кресла, подлокотники,
подголовник

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Механизм регулировки высоты кресла	гидравлический (педалью)
Механизм регулирования секций	пневмопружина
Поворот кресла	Да
Угол наклона спинки	+9° до -90° °
Ход подъемника кресла	580-880 мм
Нагрузка на кресло	200 кг
Подлокотники	Да
Подголовник	Да
Штатив	Да
Опора	Да
Высота сиденья	580-880 мм
Вес кресла	101 кг

Дополнительные характеристики

Профессиональное, автоматизированное ЛОР- кресло на массивном основании, предотвращающем опрокидывание, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, выносной педалью управления, что делает его незаменимым для хирургических и операционных ЛОР- кабинетов.