

Кресло-весы медицинские Detecto 4751

ФСЗ 2012/11515

механические весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей отсутствует, масса 36 кг

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Для инвалидов	Да
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	отсутствует
Вес	36 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto 4751 для пациентов с ограниченными возможностями, диализных пациентов и пожилых людей.

Особенности весов Detecto 4751:

- грузоподъемность до 200 кг;
- прочная стальная конструкция и сиденье из пластика обеспечивает комфорт пациента;
- встроенные колеса и направляющая ручка упрощают транспортировку;
- показания веса можно считывать с любой стороны;
- подъемные подлокотники и подставка для ног;
- питание не требуется.