

Кровать акушерская Dixon DH-C101A02

ФСЗ 2010/06600

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл, высота стола -935 мм

DIXION, Китай



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	70 °
Допустимая нагрузка	170 кг
Вес	220 кг

Габариты

Длина	2050 мм
Ширина	945 мм
Высота	-935 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская DIXION DH-C101A02

Особенности:

- 3 электропривода, регулирующие положение вверх/вниз, спина, тренделенбург;
- положение «кресло»;
- имеется центральный тормоз с блокировкой колес;
- в комплекте пульт дистанционного управления и лоток;
- толщина матраса составляет 90 мм;
- максимальный угол наклона спинной секции равен 70°;

- максимальный угол поворота сиденья равен 13°;
- в положении тренделенбурга кровать отклоняется до 12°;
- в положении антитренделенбурга кровать отклоняется до 5°;
- диаметр колес составляет 15 см.