

Кровать акушерская Dixon DH-C101A04 Intelligent

ФСЗ 2010/06600

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл, встроенная аккумуляторная
батарея, высота стола 580-935 мм

DIXION, Китай



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Встроенная аккумуляторная батарея	Да
Угол наклона спинной секции	63 °
Допустимая нагрузка	220 кг
Вес	220 кг

Габариты

Длина	2350 мм
Ширина	940 мм
Высота	580-935 мм