

Кровать акушерская Медин КА-01/02/03/04

РЗН 2016/4641

выдвижной столик для принятия плода, ручки для роженицы, выдвижная емкость, ногодержатель, высота стола 580-955 мм

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Выдвижной столик для принятия плода	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	78° °
Угол наклона ножной секции	16° °
Тренделенбург	15 °
Допустимая нагрузка	230 кг
Вес	200 кг

Габариты

Длина	2050 (1520) мм
Ширина	970 мм
Высота	580-955 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская КА-01 оптимально подходит для размещения роженицы в требуемом положении на всех этапах беременности, во время родов, а также после них. Продуманная конструкция позволяет быстро и плавно изменять положение составных элементов кровати с использованием аксессуаров и приспособлений, выбираемых с учетом специфических требований на всех этапах наблюдений и вмешательств. Изделие обеспечивает оптимальные условия работы медицинского персонала, а также позволяет выполнять акушерские неполостные операции.

Ключевые свойства кровати:

- обеспечивает высокий уровень комфорта для рожениц на всех этапах родов;
- широкий выбор позиций для естественного течения родов;
- эргономичный дизайн для максимально удобного доступа медицинского персонала к пациенту при любом положении;
- современные материалы, выдерживающие многократную санитарную обработку;
- электрические регулировки с ручного пульта: подъем-опускание ложа, наклоны по Тренделенбургу и спинной секции, а также высота ножной секции;
- низкое опускание ложа для особого комфорта размещения пациента;
- регулировки ножной секции по высоте и углу наклона;
- удобство транспортировки пациента внутри лечебного учреждения.

Модификации кровати акушерской КА:

КА-01 - с электроприводами на 4 движения и наклоном ножной секции на пневмопружинах (каталожный №305.201);

КА-02 - с электроприводами на 3 движения (каталожный №305.202);

КА-03 - с электроприводом на 2 движения и продольным наклоном кровати на пневмопружинах (каталожный №305.203);

КА-04 - с приводом подъема на гидродомкрате, наклоном спины и продольным наклоном на пневмопружинах (каталожный №305.204).

Гарантия – 24 месяца.

Опции (поставляются по отдельному заказу):



Столик для инъекций (принадлежность)



Опорная дуга (принадлежность)



Столик для монитора (принадлежность)



Штатив для вливаний (принадлежность)



Корзина для журналов (принадлежность)



Педальный блок управления (принадлежность)

Комплект поставки кровати:

- пульт управления - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.;
- ограждения боковые подъемные - 2 шт.;
- ограждения торцовые - 2 шт.;
- ногодержатели - 2 шт.;
- упоры для ног - 2 шт.;
- упоры для рук - 2 шт.;

- гинекологическая емкость - 1 шт.;
- столик для новорожденного - 1 шт.;
- тележка для хранения приспособлений - 1 шт.;
- кабель заземления - 1 шт.

Дополнительно:

- столик для инъекций (опция);
- столик для монитора (опция);
- корзина для журналов (опция);
- педаль управления (опция);
- опорная дуга (опция);
- штатив для вливаний (опция).