

Кровать акушерская КА-03 ДЗМО

ФСР 2008/03548

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл / пластик, высота стола 650-
900 мм

ДЗМО АО, Россия



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Столик для инъекций	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	170 кг
Вес	128 кг

Габариты

Длина	2350 мм
Ширина	850 мм
Высота	650-900 мм

Дополнительные характеристики

Кровать акушерская КА-03 ДЗМО

Описание:

- кровать предназначена для размещения рожениц в течение всего периода нахождения в стационаре до родов, во время родового акта и после родов, а также для выполнения акушерских неполосных операций и манипуляций;
- конструкция кровати: неразборная;

- высота ложа регулируется гидроприводом;
- изменение угла наклона спинной секции и ложа в сторону головы и в сторону ног осуществляется с помощью газовых пружин;
- наличие положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург»;
- выдвижение ножной секции осуществляется с помощью шариковых направляющих;
- ложе выполнено из HPL-пластика;
- съемные торцевые спинки оснащены вставками из HPL-пластика;
- 4 угловых роликовых бампера защищают кровать от повреждений при ударе о стену;
- кровать установлена на 4 медицинских колесах диаметром 125 мм с тормозом.