

Кровать акушерская КА «Ока-Медик»

ФСР 2009/04053

подголовник, ручки для роженицы, выдвижная
емкость, ногодержатель, металл, высота стола -800
мм

Ока-Медик ПП ООО, Россия



Характеристики

Подголовник	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	120 кг
Вес	100 кг

Габариты

Длина	2125 мм
Ширина	875 мм
Высота	-800 мм