

Кровать акушерская MP7097

РЗН 2015/2676

ручки для роженицы, выдвижная емкость, металл,
высота стола 700-970 мм

FANEM LTDA, Бразилия



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Столик для инъекций	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона головной секции	10 °
Угол наклона спинной секции	60 °
Допустимая нагрузка	200 кг
Вес	78 кг

Габариты

Длина	1870 мм
Ширина	890 мм
Высота	700-970 мм

Дополнительные характеристики

Акушерская кровать MP 7097

Основные характеристики:

- передвижная кровать с электроприводом, позволяющим совершать плавную регулировку высоты ложа, наклона спинки;

- регулируемые по высоте поручни и съемная опорная дуга позволяют пациентке выбирать удобное положение во время родов;
- съемные и регулируемые по высоте подколенные опоры гарантируют удобное расположение во время некоторых процедур и в ходе родов;
- быстрая и легкая очистка, удобное расположение и хороший доступ к пациентке обеспечивает матрас в защитном чехле, состоящий из 2 секций;
- длительный срок службы и прочность кровати обеспечивает выполненные из стали с порошковым напылением детали кровати;
- инфузионная стойка, установленная в головной секции с возможностью регулировки по высоте;
- наличие полки для принадлежностей или установки необходимого оборудования.