

Кровать медицинская СТРУМ КБ.03 (кат. № 750 004)

ФСЗ 2010/07503

палатная, конструкция сборная, двухсекционная,
регулировка подъема секций механическая, на
опорах, 2040×902×1015 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Количество секций	двухсекционная
Регулировка подъема секций	механическая
Опоры	Да
Нагрузка на изделие	150 кг

Углы подъема секций

Подъем головной секции	0-60 °
------------------------	--------

Габариты

Размер	2040×902×1015 мм
Длина	2040 мм
Ширина	902 мм
Высота кровати	1015- мм
Высота до ложа	540- мм

Дополнительные характеристики

Ложе кровати выполнено из стальной сетки. Спинки кровати металлические с вертикальными металлическими перемычками. Имеется возможность установки навесного оборудования и комплектация матрасом.

При запросе просим указать комплектацию:

- СТИ кат. №000 001 Стойка телескопическая инфузионная;
- ОКБ кат. №000 002 Ограждение кроватное боковое;
- УПП кат. № 000 003 Приспособление типа «Гусь» для приподнятия пациента;
- РБ кат. № 000 004 Рама Балканского;
- 02-00 Матрац из пенополиуретана в чехле из влаготталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом.

Габариты матраца: 1930×850×100 мм

- 02-01 Матрац из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — 6.0÷10.0 мг/см³ час.

Габариты матраца: 1930×850×100 мм.