

Кровать медицинская СТРУМ КБ.06 (кат. № 750 011)

ФСЗ 2010/07503

палатная, детская, конструкция сварная,
односекционная, регулировка подъема секций
механическая, на колесах, с кювезом, 900×460×900
мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Детская	Да
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Количество секций	односекционная
Регулировка подъема секций	механическая
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	10 кг

Кювез

Кювез	Да
Наклон кювезы	-20+20 °

Габариты

Размер	900×460×900 мм
Длина	900 мм
Ширина	460 мм
Высота кровати	990- мм

Дополнительные характеристики

Кювеза выполнена из экологически чистого прозрачного пластика. Угол наклона кювезы регулируется от -20° до +20°.

Имеется возможность комплектацией матрацем. При запросе просим указать комплектацию:

- 06-00 Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом.

Габариты матраца: 620×320×50мм

- 06-01 Матрац из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водупорностью; паропроницаемость — 6.0÷10.0 мг/см³ час.

Габариты матраца: 620×320×50мм