

Кровать медицинская СТРУМ КБ.11 (СГКН.750013)

ФСЗ 2010/07503

палатная, четырехсекционная, регулировка подъема секций ручная / электромеханическая, на колесах

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	ABS-пластик / сталь с полимерно-порошковым покрытием
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / центральная / ножная
Регулировка подъема секций	ручная / электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	225 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	0+70 °
Подъем бедренной секции	0+35 °
Подъем ножной секции	-35+0 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	0±15 °

Габариты

Длина	2160 мм
Ширина	940 мм

Дополнительные характеристики

Ложе изделия закрыто пластиковым кожухом. Конструкция изделия изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием. Согласно требованиям безопасности острые углы отсутствуют. Корпус изделия выступает по отношению к основанию, что облегчает доступ медицинского персонала к пациенту; торцевые спинки изделия легкосъемные и изготовлены из ABS-пластика, имеют угловые бампера; боковые ограждения изготовлены из ABS-пластика и легко опускаются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пациенту. Изделие снабжено четырьмя колесами, имеющими функции направления движения и центрального тормоза. Легкий и простой в управлении пульт позволяет пациенту регулировать положение ложа изделия самостоятельно; дополнительный пульт обслуживающего персонала позволяет блокировать функции, осуществляемые с пульта управления пациента. Изделие выдерживает специальную санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Изделие комплектуется инфузионной телескопической стойкой и стойкой типа "гусь". Технические характеристики: электроприводы: высота ложа, подъем спинной секции, подъем бедренной секции; ручной подъем: подъем ножной секции зубчатой рейкой; управление: пульт управления пациента, дополнительный пульт обслуживающего персонала; тормоз колес: центральный тормоз; электропитание: 220В - 50 Гц; питание внутренних цепей управления: 24В постоянного тока. КБ.11 кат. № 750013 - базовая модель. КБ.11 кат. № 750013 (матрац 02-00.2) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из водоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом. КБ.11 кат. № 750013 (матрац 02-01.2) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — 6,0÷10,0 мг/см³ час. Габариты матраца: 1930x850x100 мм.