

Кровать медицинская Merivaara Carena

ФСЗ 2011/10841

универсальная, четырехсекционная, регулировка
подъема кровати электромеханическая, регулировка
подъема секций электромеханическая, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	универсальная
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / центральная / ножная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	330 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	0 - 70 °
Подъем ножной секции	-24°/ +29 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	12°/6 °

Габариты

Длина	2154 мм
Ширина	800 мм
Высота кровати	315-815 мм
Высота до ложа	310-890 мм
Масса	100 кг