

Кровать медицинская Медтехноцентр ГКСН 057 детская

палатная, детская, на колесах  
Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Назначение                           | палатная                                        |
| Детская                              | Да                                              |
| Характеристика материала конструкции | нержавеющая сталь / металл в полимере / пластик |
| Боковые барьеры                      | Да                                              |
| Колеса                               | Да                                              |

Габариты

|                |              |
|----------------|--------------|
| Длина          | 1447 мм      |
| Ширина         | 782 мм       |
| Высота кровати | 1035-1035 мм |
| Масса          | 52 кг        |

Дополнительные характеристики

**Кровать детская медицинская ГКСН 057.000.000** – для детей до 3 лет.

- Характеристики:**
- Ложе изготавливается из пластика.
  - Кровать снабжена двумя опускаемыми боковыми ограждениями из нержавеющей стали или металлическими с полимерным покрытием, прикрепленными к спинкам кровати на специальных направляющих, полками.
  - Ограждение легко перемещается вверх или вниз.
  - По желанию заказчика в кроватях можно регулировать высоту ложа от 400 до 600 мм.
  - Штатив для длительных вливаний съемный, может крепиться на торец-спинках кровати и фиксироваться в рабочем положении.

**Дополнительная комплектация по желанию заказчика:**

- планшет для информации
- кронштейн
- штатив для длительных вливаний.