

Кровать для родовспоможения Vernipoll 19-PO800

ФСЗ 2010/07069

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл, высота стола 560-980 мм

Vernipoll S.r.l., Италия



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от-12 до 72 °
Допустимая нагрузка	250 кг
Вес	170 кг

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	780 мм
Высота	560-980 мм

Дополнительные характеристики

Кровать для родовспоможения Vernipoll 19-PO800

Особенности:

- пульт управления для приведения кресла в положение Тренделенбурга (угол наклона 12°) и изменения положения лежа;
- съемная ножная секция для оптимального доступа к пациентке;
- стойка для выполнения различных инъекций;
- встроенный аккумулятор, который позволяет использовать кровать в экстренных ситуациях (отключение внешнего электропитания);

- выдвижные ручки и лоток из abs;
- опорная перекладина с мягкой набивкой;
- небольшие размеры позволяют компактно размещать кресло в палате с ограниченной площадью.