

Кровать для родовспоможения Vernipoll 19-PO905

ФСЗ 2010/07071

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногостержатель, металл / пластик, высота стола 560-
980 мм

Vernipoll S.r.l., Италия



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногостержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл / пластик
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 62 °
Допустимая нагрузка	250 кг
Вес	212 кг

Габариты

Длина	2100 мм
Ширина	880 мм
Высота	560-980 мм

Дополнительные характеристики

Кровать для родовспоможения трехсекционная VERNIPOLL 19-PO905 с изменяемой высотой ложа с помощью гидравлической помпы.

Описание:

- основание кровати оснащено двойными колесами диаметром 150 мм с централизованной системой торможения, и укрыто штампованным картером из ABS-пластика;

- все регулировки по изменению положения спинной, бедренной секций и положения Тренделенбург осуществляются с помощью электропривода с пульта дистанционного управления. Наклон Тренделенбург и Анти-Тренделенбург 16°;
- большой диапазон подъема спинной секции позволяет подобрать наилучшее положение для роженицы, в случае экстренного вмешательства секция моментально опускается с помощью специальной ручки (RCP);
- на бедренной секции укреплены два универсальных держателя для аксессуаров, на которых укрепляются опоры для бедер, ручки - упоры и дополнительный держатель;
- матрац кровати выполнен из пенополиуретана с эффектом запоминания формы (это система, позволяющая копировать форму тела и поддерживать его на одной линии без компрессии мышц);
- обивка матраца выполнена из термоспаренного кожзаменителя (по запросу может выполняться из антистатического материала);
- матрац не имеет швов и стоек к дезинфицирующим средствам.