

Кровать медицинская Артинокс АТ-К4

ФСЗ 2010/06374

палатная, конструкция сварная, односекционная, на опорах, 1964×806×820 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	полимерное покрытие / винилискожа / сталь
Конструкция	сварная
Количество секций	односекционная
Опоры	Да

Габариты

Размер	1964×806×820 мм
Длина	1964 мм
Ширина	806 мм
Высота кровати	820- мм

Дополнительные характеристики

Кровать АТ-К4, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Ложе: цельносварное с заполнением из профилированных реек из металла, спинки из нержавеющей стали с полумягкими филенками, покрытыми кожзаменителем.

Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1964×806×820 мм.