

Кровать медицинская для родовспоможения КМРг137-«МСК»

ФСР 2009/05902

ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл, высота стола 600-940 мм

Медстальконструкция ООО, Россия



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 70 °
Допустимая нагрузка	160 кг
Вес	150 кг

Габариты

Длина	2000 мм
Ширина	1030 мм
Высота	600-940 мм