

Кровать медицинская Lojer ScanAfia X HS-280

РЗН 2017/6662

палатная, двухсекционная, регулировка подъема кровати электромеханическая, регулировка подъема секций электромеханическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Назначение                           | палатная            |
| Характеристика материала конструкции | нержавеющая сталь   |
| Количество секций                    | двухсекционная      |
| Секции                               | спинная             |
| Регулировка подъема кровати          | электромеханическая |
| Регулировка подъема секций           | электромеханическая |
| Боковые барьеры                      | Да                  |
| Матрас                               | Да                  |
| Колеса                               | Да                  |
| Пульт управления                     | Да                  |
| Нагрузка на изделие                  | 260 кг              |

Углы подъема секций

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Подъем спинной секции | 70 ° |
|-----------------------|------|

Габариты

|                |            |
|----------------|------------|
| Длина          | 2160 мм    |
| Ширина         | 920 мм     |
| Высота кровати | 300-820 мм |
| Масса          | 109 кг     |