

Кровать медицинская Lojer ScanAfia X HS-490

РЗН 2017/6662

палатная, четырехсекционная, регулировка подъема кровати электромеханическая, регулировка подъема секций электромеханическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Нагрузка на изделие	260 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	70 °
Подъем бедренной секции	30 °
Подъем ножной секции	15 °

Габариты

Длина	2160 мм
Ширина	1020 мм
Высота кровати	300-820 мм

Macca

118 кг