

Кровать медицинская Lojer Salli H-280

РЗН 2017/6659

реанимационная, двухсекционная, регулировка
подъема кровати гидропривод, регулировка подъема
секций механическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	реанимационная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	двухсекционная
Секции	спинная
Регулировка подъема кровати	гидропривод
Регулировка подъема секций	механическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	170 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	12/14 °

Габариты

Длина	2220 мм
Ширина	900 мм
Высота кровати	460-810 мм
Масса	111 кг