

Кровать медицинская Lojer Salli H-480

РЗН 2017/6659

реанимационная, трехсекционная, регулировка
подъема кровати гидропривод, регулировка подъема
секций механическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	реанимационная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	трехсекционная
Секции	спинная / ножная / коленная
Регулировка подъема кровати	гидропривод
Регулировка подъема секций	механическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	170 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	70 °
Подъем ножной секции	15 °
Подъем коленной секции	30 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	12/14 °

Габариты

Длина	2220 мм
Ширина	900 мм
Высота кровати	460-810 мм

Macca

114 кг