

Кровать медицинская Lojer ScanAfia X ICU-E490

РЗН 2017/6662

реанимационная, четырехсекционная, регулировка подъема кровати электромеханическая, регулировка подъема секций электромеханическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	реанимационная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная / коленная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Нагрузка на изделие	340 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	70 °
Подъем ножной секции	30 °
Подъем коленной секции	18 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	12/20 °

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	1000 мм

Высота кровати

320-820 мм

Масса

120 кг