

Кровать медицинская Lojer ScanAfia X S-280

РЗН 2017/6662

реанимационная, двухсекционная, регулировка
подъема кровати электромеханическая, регулировка
подъема секций электромеханическая, с матрасом, на
колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	реанимационная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	двухсекционная
Секции	спинная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	260 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	12/20 °

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	895 мм
Высота кровати	300-820 мм
Масса	104 кг