

Кровать медицинская Lojer ScanAfia X S-490

РЗН 2017/6662

реанимационная, четырехсекционная, регулировка подъема кровати электромеханическая, регулировка подъема секций электромеханическая, с матрасом, на колесах

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Назначение	реанимационная
Характеристика материала конструкции	нержавеющая сталь
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная / коленная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	260 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	70 °
Подъем ножной секции	30 °
Подъем коленной секции	18 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	12/20 °

Габариты

Длина	2150 мм
Ширина	995 мм
Высота кровати	300-820 мм

Macca

111 кг