

Кровать медицинская КПП-01 ЕЛАТ

ФСР 2011/11992

палатная, конструкция сборная, трехсекционная,
регулировка подъема кровати электромеханическая,
регулировка подъема секций ручная / механическая, с
матрасом, на колесах

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	профильная труба / винилискожа / пластик
Конструкция	сборная
Количество секций	трехсекционная
Секции	бедренная / спинная / ножная
Регулировка подъема кровати	электромеханическая
Регулировка подъема секций	ручная / механическая
Матрас	Да
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	170 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	0-70 °
Подъем ножной секции	0-14 °

Габариты

Длина	2095 мм
Ширина	770 мм
Высота кровати	-930 мм

Масса

52 кг

Дополнительные характеристики

Кровать палатная передвижная КПП-01 «ЕЛАТ» с матрасом предназначена для общебольничного применения в палатах, процедурных и смотровых кабинетах ЛПУ различных видов.

Габаритные размеры: 2095×770×930 мм.

Максимальная нагрузка: 170 кг.

Регулировка наклона спинной секции от 0° до 70°, механизм подъема: винт-гайка.

Регулировка наклона ножной секции от 0° до 14° самозаклинивающимся механизмом.